

BIOCHOC®

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire calcium + magnésium + énergie.

Gel buvable pour vaches laitières au vêlage.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :

Magnésium chlorure, sodium chlorure.

Constituants analytiques :

Eau 59,2 %

Matières grasses brutes 0 %

Protéines brutes 0,1 %

Cellulose brute 0 %

Cendres brutes 22 %

Sodium 0,1 %

Calcium 8,3 %

Magnésium 0,12 %

Sources d'énergie glycogénique : propionate, acétate.

Contenu d'un flacon de 500 ml équivalent à 600 g de BIOCHOC® :

Calcium 50 g

Magnésium 0,7 g

Énergie 740 Kcal (3,1 MJ)

Liste des additifs :

additifs technologiques :

Acétate de calcium (E263)

Propionate de calcium (E282)

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

BIOCHOC® associe deux sels de calcium - le propionate de calcium et l'acétate de calcium - dont l'activité cumulée est plus rapide et plus durable. Les sels retenus sont physiologiquement présents chez les ruminants et se décomposent en libérant l'acide propionique et l'acide acétique (AGV), source d'énergie.

BIOCHOC® se présente sous forme de gel aqueux monophasique. Les sels organiques sont entièrement solubilisés et dissociés.

L'absorption digestive et le passage du calcium dans le plasma sanguin sont ainsi optimisés.

BIOCHOC® constitue un gel dont la viscosité, stable aux variations de température, réduit le risque de fausse déglutition.

Utilisation:

Biochoc réduit et compense les déficits en calcium chez la vache laitière au moment du vêlage.

Mode d'emploi:

Administration par voie orale, verser directement dans la bouche.

- Au vêlage :

4 flacons (1 flacon la veille du vêlage, 1 flacon après le vêlage, 1 flacon 12 heures après le vêlage et 1 flacon 24 heures après le vêlage).

- Suite à une injection calcique :

2 flacons (1 flacon après récupération, 1 flacon 12 heures après).

Précautions d'emploi:

Pour éviter le risque de fausse déglutition, tenir la tête de la vache relevée et verser lentement le contenu du flacon.

Conserver à une température supérieure à 0°C.

Flacon de 500 ml (conditionnpar 12)
GTIN : 03401173425602

Laboratoires BIOVE

3, rue de Lorraine B.P. 45
62150 ARQUES
Tél : 03.21.98.21.21.
Fax : 03.21.88.51.95
biove@labobiove.com

