

# CLOREXYDERM® Spot gel

## Caractéristiques:

Gel hydratant.

CLOREXYDERM® Spot Gel est un gel hydratant qui crée un film protecteur très efficace. L'association de substances hydratantes et émoullientes a un effet synergique.

## Composition par ordre décroissant:

Eau distillée, glycérine, lanoline, PVP, chlorhexidine digluconate, Tris-EDTA.

## Fonction du produit:

La formulation spéciale de CLOREXYDERM® Spot Gel lui procure un pouvoir couvrant spectaculaire sans laisser la peau grasse. Ce gel a une excellente adhérence sur la surface cutanée garantissant ainsi une action prolongée. Le film perméable ainsi formé empêche le dépôt de particules contaminées sur la peau sans empêcher le turnover cutané.

## Mode d'emploi:

Sur la peau, appliquer sur la zone concernée et masser jusqu'à totale absorption (plis cutanés, espaces interdigitaux.).

En cas d'application auriculaire, vérifier l'intégrité de la membrane tympanique.

## Précaution d'emploi:

Usage externe.

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux.

---

Flacon de 100 ml  
GTIN : 8009722000932

---

Flacon de 50 ml  
GTIN : 8009722000529

---

## MP LABO

Espace Antibes  
2208 route de Grasse  
06600 ANTIBES  
Tel 04 93 74 19 44  
Fax 04 93 74 79 39

