

SITALAN^{SE} Comprimé

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire pour animaux.

Comprimé.

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :

Lactose, levure de bière, acides gras estérifiés au glycérol, sous-produit de porc, sels de magnésium d'acide stéarique.

Constituants analytiques :

Protéines brutes 26,5 %

Matières grasses brutes 8,0 %

Fibres alimentaires brutes 13,7 %

Cendres brutes 3,1 %

Liste des additifs :

Additifs par kg

- Nutritionnels :

Vitamine E acétate 49 020 mg

Vitamine C 98 040 mg

Sélénite de sodium 49 mg

Cystine 110 294 mg

- Sensoriels :

Glycine 49 020 mg

Acide glutamique 110 294 mg

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

En apportant des vitamines (C et E) et les acides aminés précurseurs du glutathion, SITALAN^{SE} permet de répondre aux besoins physiologiques du cristallin sénescant. La vitamine E et le sélénium sont des antioxydants qui permettent une diminution de la formation de radicaux libres responsables de l'accélération du vieillissement cellulaire.

Utilisation:

Chez les chiens et les chats, aliment complémentaire à utiliser afin de :

- répondre aux besoins physiologiques du cristallin sénescant.

- soutenir les fonctions physiologiques de l'animal vieillissant ou âgé (asthénie, fatigue, baisse du tonus...).

Mode d'emploi:

Administration orale.

L'appétence de SITALAN[®] SE facilite son administration.

- Animal < 7 kg : 1/2 comprimé par jour.

- Animal de 7 à 11 kg : 1 comprimé par jour.

- Animal de 12 à 25 kg : 2 comprimés par jour.

- Animal > 25 kg : 3 comprimés par jour.

SITALAN[®] SE s'utilise par période de 15 à 20 jours par mois renouvelable en fonction de l'évolution, voire en continu.

Précautions d'emploi:

Conserver à température ambiante.

Boe de 48 comprim. Poids net : 18,6 g
GTIN : 03700454506413

Boe de 360 comprim. Poids net : 139,5 g
GTIN : 03700454506437

Laboratoire TVM

57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Fax : 04.73.61.93.94
Service clients TVM : 04.73.61.75.76
service.clients@tvm.fr labotvm@tvm.fr www.tvm.fr

tvm lab
INNOVATIVE
ANIMAL HEALTH