

# CANIKUR®

## Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour chiens.

Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, en cas de diarrhée aiguë.

Comprimés.

## Composition par ordre de poids décroissant:

Composition :

Glucose, amidon de riz, pulpe d'agave, propane-1,2-diol, chlorure de sodium, protéine de lupin hydrolysée, bicarbonate de soude, chlorure de potassium, phosphate disodique, huile de tournesol.

Constituants analytiques :

Glucose ..... 35,5 %

Matières grasses brutes ..... 4,0 %

Protéine brute ..... 1,4 %

Cendres brutes ..... 16,5 %

Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ..... 6,2 %

Cellulose brute ..... 3,0 %

Sodium ..... 2,7 %

Potassium ..... 0,8 %

## Liste des additifs :

Kaolin, sépiolite 5 % (additif technologique), lécithine, citrate sodique et antioxydant (50 ppm).

## Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

CANIKUR® est un aliment complémentaire diététique pour la réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, en cas de diarrhée aiguë, chez les chiens.

## Utilisation:

Utilisez CANIKUR® en cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit.

## Mode d'emploi:

Voie orale.

Donnez le nombre suivant de comprimés deux fois par jour, pendant 2 jours :

Poids du chien (kg) :	≤ 5	6-15	16-25	26-40	41-60	>60
Nombre de comprimés :	1	2	3	4	5	6
Nombre de comprimés pour 2 jours d'utilisation :	4	8	12	16	20	24

Si l'état du chien ne s'améliore pas dans les 2 jours ou si son état général se détériore, contactez votre vétérinaire.

Lors de l'utilisation de CANIKUR®, votre chien peut être mis à la diète, mais il faut s'assurer qu'il ait un libre accès à de l'eau et à du boisson.

## Précautions d'emploi:

Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

---

1 boe de 96 comprim (24 blister de 4 comprim)  
GTIN : 05703655003093

---

BOEHRINGER INGELHEIM France

Division Santé Animale  
12, rue André Huet  
51100 REIMS  
Tél : 03.26.50.47.50  
Fax : 03.26.50.47.43

[infoveto@rei.boehringer-ingelheim.com](mailto:infoveto@rei.boehringer-ingelheim.com)[www.boehringer-ingelheim.fr](http://www.boehringer-ingelheim.fr)

