

EKYFLEX *FLASH*

Souplesse et résistance des articulations

En préparation à l'effort, la protection des articulations peut être optimisée pour réduire les risques d'accident et améliorer l'agilité du cheval. Le jour même de l'effort, l'administration d'EKYFLEX FLASH optimisera la souplesse du cheval tout en protégeant ses articulations.

Ses ingrédients ont été sélectionnés pour soulager et protéger les articulations lors de sollicitations intenses :

- Acide Hyaluronique : élément lubrifiant essentiel du liquide synovial dont l'effet anti-inflammatoire est prouvé.
- Principes phyto-actifs apaisants : Bromélaïne, extraits végétaux de Reine des prés et d'écorce de Saule blanc.
- Les Vitamines C et E, anti-oxydants utilisés pour protéger la cellule musculaire.

En agissant à la fois sur l'articulation et les muscles qui l'entourent, EKYFLEX FLASH est une solution complète pour redonner toute son agilité au cheval.

Indications

EKYFLEX FLASH est conseillé pour le cheval devant fournir un effort conséquent ou sujet à des faiblesses musculo-articulaires. Utilisez EKYFLEX FLASH avant tous les efforts importants comme la compétition, les courses et l'entraînement.



Composition pour 1 seringue :

Acide Hyaluronique	100 mg	Écorce de Saule blanc	extraits
Bromélaïne	1 000 mg	Vitamine E	3 000 mg
Reine des prés	extraits	Vitamine C	2 000 mg

Mode d'emploi

Voie orale. EKYFLEX FLASH est un gel appétant, parfumé à la pomme. Administrer la totalité de la seringue dans la bouche du cheval quelques heures avant le travail. En cas de raideur importante, administrer également 1 seringue la veille.

Présentation

Seringue de 60 ml - ACL 7745430.



Produit analysé par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) dans le cadre du Programme Anti-Dopage Audevard. Détails des protocoles sur www.audevard.com